



نام بخش : پاتولوژی

ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	شرایط نگهداری	انتقال نمونه	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۱	Frozen		بافت تازه	-	هر روز		بافت تازه که بلافاصله بعد از اتاق عمل به آزمایشگاه ارسال شود.	خیر
۲	IHC		بلوک های پارافینی و اسلایدهای سیتولوژی	-	هر روز	بلوک های پارافین - نگهداری در دمای نسبتاً خنک		خیر
۳	Medical Cytology		همه نوع مایعات بدن	نمونه های سیتولوژی ادرار حداقل 80cc	هر روز		نمونه های مایع بلافاصله ارسال شود و فوری در جریان کار قرار گیرد.	خیر
۴	PAP smear		اسمیر از سلول های دهانه رحم	-	هر روز		دریافت لامهای فیکس شده یا مایع LBC	خیر
۵	Pathology		نمونه های بافتی	-	هر روز		در فرمالین ۱۰% و در ظرف درب دار غیر قابل نشست	خیر